

Sammons Preston Rolyan

Sammons Preston Rolyan

Sammons Preston Rolyan

Description

6760 Pommel Cushion

Indications

For wheelchair use.

Warnings

1. Always monitor patient when using this product.
2. Make sure patient is comfortable.

Instructions for Use

1. Position product with hook and loop flap facing the back of wheelchair.
2. Position pommel at the front of wheelchair, facing up.
3. Fasten around back of wheelchair with strap.

Cleaning

Use mild soap and water. Rinse with water.

Note: No harsh chemicals should be used on vinyl, as integrity of the vinyl will be destroyed.

Manufactured to meet flammability requirements contained in the following specifications:

- California Fire Code Technical Bulletin No. 117, Section E
- UFAC Class I

Description

6760 Coussin à pommeau

Indications

À utiliser sur une chaise roulante.

Mises en garde

1. Surveillez toujours le patient lors de l'utilisation de ce produit.
2. Assurez-vous que le patient est à l'aise.

Mode d'emploi

1. Placez le produit avec l'aileton de crochet et de boucle faisant face au dos du fauteuil roulant.
2. Placez le coussin en vous assurant que le pommeau se trouve au-dessus et à l'avant de la chaise roulante.
3. Attachez autour en arrière du fauteuil roulant avec la courroie.

Nettoyage

Utiliser un savon doux et de l'eau. Rincer à l'eau.

Remarque : Ne pas appliquer de produits chimiques caustiques sur le vinyle, sous peine d'endommager ce matériau.

Ce produit est conforme aux exigences d'inflammabilité énoncées dans les spécifications suivantes :

- California Fire Code Technical Bulletin No. 117, Section E
- UFAC Class I

Descripción

6760 Cojín "Pommel" (forma de pomo)

Indicaciones

Para usar en sillas de ruedas.

Precauciones

1. Siempre supervise al paciente cuando esté usando este producto.
2. Cerciórese de que el paciente esté cómodo.

Instrucciones

1. Coloque el producto con la aleta del gancho y del lazo que hace frente a la parte posterior del sillón de ruedas.
2. Coloque el cojín "Pommel" en la parte delantera de la silla de ruedas, apuntando hacia arriba.
3. Sujete alrededor detrás del sillón de ruedas con la correa.

Limpieza

Lave con jabón suave y agua. Enjuague con agua.

Nota: No se deben usar productos químicos fuertes en el vinilo pues destruyen su integridad.

Este producto ha sido fabricado para cumplir con los requisitos de inflamabilidad contenidos en las siguientes especificaciones:

- Código de Incendios de California, Boletín técnico No. 117, Sección E
- UFAC Clase I