

drive™

www.drivemedical.com

Rev.1.10.04.14

Shower Chair With
Folding Back

Silla Con Respaldo
Abatible Para La Ducha

Siège de Douche Avec
Dossier Rabattable

Item # RTL12606

drive™

www.drivemedical.com

Rev.1.10.04.14

assembly instructions

Weight capacity 300 lbs (136 Kg)



1. Remove contents from carton.
2. Place seat upside down on a flat surface.
3. Insert leg into the leg receptacle by depressing push button and sliding into receptacle. Make sure the push button protrudes fully through the receptacle hole. Repeat for the remaining legs.
4. Turn bath bench over on its legs. Unfold the backrest frame so it is upright. Insert backrest over the top of the backrest frame.

ACCESSORIES (Sold Separately)

SUPPORT ARMS (RTL12606ARMS)

Insert arms into the receptacles on the sides of the seat, pushing down to secure in place.

SOAP DISH (RTL12606TRAY)

Insert soap dishes into the smaller receptacles located on the front corners of the seat by sliding them down into the receptacles.

adjusting leg height

1. Before use, adjust height of each leg to your specific needs, making sure all legs are at the same height. When desired height is reached, lock legs into place by aligning buttons into proper holes.
2. To be sure legs are locked into place by pushing down on or by pulling legs.

additional precautions

1. Inspect all parts for shipping damage before assembly. If there is shipping damage - DO NOT USE. Contact dealer/carrier for further instructions.
2. Make certain that the height adjusting snap buttons fully protrude through the same respective hole of each leg extension. This will ensure that the leg extensions are securely locked in position and an even height is achieved.
3. Check the rubber tips on the leg extensions for rips, wear or if they are missing. Immediately replace any or all if any of these imperfections exist.
4. All four leg extensions with rubber tips MUST touch the floor simultaneously at all times.
5. DO NOT stand on chair.

NOTE: To maintain the beauty of the original finish, clean with mild soap and rinse with warm water. Wipe bath seat dry after each use.

instrucciones de montaje

Capacidad de Peso 300 lbs (136 Kg)



1. Retire el contenido de la caja.
2. Coloque el asiento boca abajo sobre una superficie plana.
3. Introduzca la pierna en el receptáculo de la pierna por depresing pulsador y arrastrando en el receptáculo. Asegúrese de que protudes el pulsador a fondo a través del agujero del receptáculo. Repita el procedimiento para las piernas restantes.
4. Banco baño Dé la vuelta sobre sus piernas. Desdoble el marco del respaldo por lo que está en posición vertical. Inserte respaldo sobre la parte superior del bastidor de respaldo.

ACCESORIOS (se vende por separado)

BRAZO DE SOPORTE (RTL12606ARMS)

Inserte manija en los receptáculos en los lados del asiento, empujando hacia abajo para asegurar en su lugar.

BANDEJA DE JABÓN (RTL12606TRAY)

Inserte platos de jabón en los receptáculos más pequeñas situadas en las esquinas delanteras del asiento deslizando hacia abajo en los receptáculos.

ajustar la altura de la pierna

1. Ajuste la altura de cada pata dependiendo de sus necesidades específicas antes de su uso, asegúrese que todas las patas tengan la misma altura. Cuando logre la altura deseada, asegure las patas en su lugar al alinear los botones con sus orificios correspondientes.
2. Presione las patas hacia abajo o jálelas para asegurarse que las patas están bloqueadas en su lugar.

precauciones adicionales

1. Inspeccione todas las partes antes de ensamblarlas para asegurarse que no se hayan dañado durante el envío. **NO LO USE** si detecta daños por envío. Póngase en contacto con el distribuidor/portador para recibir instrucciones adicionales.
2. Asegúrese de que los botones de ajuste a presión para la altura salgan completamente por los hoyos respectivos para cada extensión de la pata. Esto asegurará que las extensiones de las patas estén bloqueadas de manera segura en su posición y que tengan una altura uniforme.
3. Verifique que los tapones de plástico de las extensiones de las patas no estén rotos, desgastados o ausentes. Reemplace inmediatamente cualquier tapón o reemplácelos todos si tienen imperfecciones.
4. Todos los cuatro tapones de las patas **DEBEN** de tocar el piso simultáneamente en todo momento.
5. **NO SE** pare sobre la silla.

NOTA: Para conservar la belleza del acabado original, limpie con jabón suave y enjuague con agua tibia. Seque el asiento después de cada uso.

instructions de montage

Capacité de Poids 300 lbs (136 Kg)



1. Enlevez le contenu de la boîte.
2. Placez le siège à l'envers sur une surface plane.
3. Insérez la jambe dans le réceptacle de la jambe par depression bouton-poussoir et couissant dans le réceptacle. Assurez-vous que protudes le bouton-poussoir totalement à travers le trou de réceptacle. Répétez l'opération pour les autres pattes.
4. Mettez bain de banc sur ses jambes. Déplier le cadre du dossier de sorte qu'il est en position verticale. Insérez dossier au-dessus de l'armature de dossier.

ACCESSOIRES (vendu séparément)

BRAS DE SUPPORT (RTL12606ARMS)

Insérer les poignées dans les logements situés sur les côtés du siège, pousser vers le bas pour fixer en place.

PORTE SAVON (RTL12606TRAY)

Insert porte-savon dans les petits récipients situés sur les coins avant du siège en les faisant glisser vers le bas dans les récipients.

réglage de la hauteur jambe

1. Avant utilisation, régler chaque patte à la hauteur qui vous convient, en s'assurant que toutes les pattes sont à la même hauteur. Lorsque la hauteur voulue est atteinte, bloquez les pattes en place en alignant les boutons dans les bons trous.
2. Vérifiez que les pattes sont bloquées en poussant ou en tirant sur les pattes.

autres précautions

1. Inspectez toutes les pièces qui ont pu être endommagées à l'expédition avant le montage. **NE PAS UTILISER** le produit en cas de dommages lors de l'expédition. Entrez en contact avec le détaillant et le transporteur pour d'autres instructions.
2. Assurez-vous que les boutons-pression de réglage de la hauteur ressortent complètement des mêmes trous respectifs à chaque longueur de patte. Ceci fera en sorte que les longueurs de patte sont solidement fixées en position et que la hauteur est uniforme.
3. Vérifiez que les embouts en caoutchouc sur les longueurs de patte ne sont pas déchirés, usés ou manquants. Remplacez immédiatement s'il y a le moindre défaut.
4. Toutes les quatre longueurs de pattes avec des embouts en caoutchouc **DOIVENT** toujours toucher le plancher simultanément.
5. **NE PAS SE TENIR DEBOUT** sur le siège.

REMARQUE: Pour maintenir la beauté du fini d'origine, nettoyez avec un savon doux et rincez avec de l'eau tiède. Essuyez le siège du bain pour l'assécher après chaque utilisation.

lifetime limited warranty

Your Drive branded product is warrantied to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the product for the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.



© 2014 Medical Depot, Inc. All rights reserved.
Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.
Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.



© 2014 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.
Drive es marca registrada de medical depot, Inc.
Port Washington NY 11050 USA Hecho en USA

garantie à vie, limitée

Ce produit Drive est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre, auprès du propriétaire original et ce, pour la durée de la vie de celui-ci.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de quitter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu'aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.

The logo for Drive Medical, featuring the word "drive" in a bold, blue, lowercase sans-serif font. A small yellow and orange square is positioned above the letter 'i'. A trademark symbol (TM) is located at the top right of the word.

© 2014 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.

Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.
Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine

A large, stylized version of the Drive logo, oriented vertically. The word "drive" is written in white, lowercase letters against a dark blue background. A small yellow and orange square is positioned above the letter 'i'. A trademark symbol (TM) is located at the top right of the word.

www.drivemedical.com