



**ENGLISH**  
BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

**INTENDED USER PROFILE:**  
The user profile describes for whom a licensed medical professional, the patient, the patient's caretaker, or a family member providing assistance. The user should be able to read, understand and be physically capable to perform all the directions, warnings and cautions provided in the information for use.

**INDICATIONS:** Helps alleviate pain associated with plantar fascitis. Soft-good/semi-rigid designed to restrict motion through elastic or semi-rigid construction.

**CONTRAINDICATIONS:** N/A

**WARNINGS AND PRECAUTIONS:**

- If pain, swelling, changes in sensation or other unusual reactions occur while using this product, you should contact your doctor immediately.
- Do not use this device if it was damaged and/or the package has been opened.

**NOTE:** Contact manufacturer and competent authority competent in case of a serious incident arising due to usage of this device.

**APPLICATION INSTRUCTIONS:**

**NOTE:**

- The splint should be applied with the knee bent to maximize the angle of joint dorsiflexion.
- Before applying the splint overnight, apply the splint for one hour then remove. Check for any irritation or discoloration of the foot or leg. If there is irritation or discoloration, the splint may need to be adjusted. Refer to the Modifying the Night Splint section for instructions.
- The Night Splint may be worn at night while reclining or sitting.
- Non-skid material on bottom allows for limited ambulation.
- 1) Place the foot into the splint. Ensure that the heel is securely seated and that the big toe is within the confines of the splint.
- 2) Wrap the instep strap over the center of the ankle joint and secure in place using a hook closure.
- 3) Once the instep strap has been applied, straighten the leg out. Check that the length of the instep strap is correct.
- NOTE: If the heel rides up the splint, the instep strap is too loose. If the calf contracts, the instep strap may be too tight. Adjust the instep strap and recheck the tightness.
- 4) Once the instep strap is fit comfortably, secure the remaining straps along the foot and leg.

**NOTE:** Ensure that the instep strap is well padded to prevent irritation. Cotton socks can be worn under the splint to provide additional protection. (Fig. 1)

**INSERTION OF WEDGE:** With the splint in place, slide the thin end of the foam wedge (blue side up) between the foot and splint. The thin end of the foam will rest under the heel and the thick end will rest under the big toe.

**PRECAUTION:** Do not apply the foam wedge until instructed to do so by a physician or other health care professional.

**MODIFYING:**

- 1) Remove the cover, from the insert by folding the toe portion of the insert against the back portion of the insert, and sliding the insert out of the cover.

**NOTE:** If any part of the splint is too tight, manually spread the width of the insert.

- 2) Heat the insert using a heat gun or hair dryer. Direct the heat towards the point of the insert that needs adjustment.

**CAUTION:** Overheating the plastic may cause the plastic to melt.

- 3) Once the plastic is warmed up it becomes moldable and can be adjusted to any position desired.

**CAUTION:** Do not heat the plastic while the patient is wearing the splint. Allow the insert to cool down before use. Do not apply heated insert to either the cover or the skin.

- 4) Replace the cover, on the insert, by folding the toe portion of the insert against the back portion of the insert and sliding the insert into the cover.

**USE AND CARE:**

- Remove cover before washing by folding the toe portion of the insert against the back portion of the insert, and sliding the insert out of the cover. Once dry, replace the cover by folding the toe portion of the insert against the back portion of the insert, and sliding the insert into the cover.
- Hand wash the cover in warm water using mild soap. Allow the cover to air dry at room temperature. Do not dry the cover using a washing machine to clean the cover. Do not dry the cover using a heat gun.

**WARRANTY:** DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale.

**FOR SINGLE PATIENT USE ONLY.**



**NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.**

**NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.**

**ESPAÑOL**  
ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

**PERFIL DEL USUARIO PREVISTO:**  
El usuario previsto deberá ser un profesional médico autorizado, el paciente, el cuidador del paciente o un familiar que proporciona asistencia. El usuario debe poder leer, comprender y ser físicamente capaz de seguir todas las instrucciones, advertencias y precauciones proporcionadas en la información para uso.

**INDICACIONES:** Facilita el alivio del dolor asociado a la fascitis plantar. Producto blando/semirígido diseñado para restringir el movimiento a través de una construcción elástica o semirígida.

**CONTRAINDICACIONES:** N/A

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:**

- Si痛, hinchazón, cambios en la sensación o otras reacciones inusuales ocurren mientras usa este producto, debe contactar a su médico inmediatamente.
- No utilice este dispositivo si está dañado o si el paquete está abierto.

**NOTA:** Consulte con el fabricante y la autoridad competente en caso de un incidente grave que surja debido al uso de este dispositivo.

**INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN:**

**NOTA:**

- La plantilla debe aplicarse con la rodilla flexionada para maximizar el ángulo de dorsiflexión de la articulación del tobillo.
- Antes de aplicar la plantilla para toda la noche, aplique durante una hora y luego quite. Compruebe que no produzca irritación o alteración de color. Si sigue teniendo irritación o alteración de color, ajuste la plantilla para que sea más adecuada.
- La plantilla de noche puede usarse por la noche, reclinado o sentado.
- El material antideslizante de su parte inferior permite limitar la movilidad.
- 1) Coloque el pie dentro de la férula. Asegúrese de que el talón esté bien asentado y que el dedo gordo se encuentra dentro de los confines de la férula.
- 2) La tabilla nocturna Night Splint puede usarse por la noche, reclinado o sentado.
- 3) La tabilla nocturna Night Splint viene con una hebilla de cierre.
- 4) Una vez que la hebilla esté bien aplicada, straighten the leg out. Check that the length of the instep strap is correct.

**NOTE:** Si el pie desciende en la plantilla, la hebilla es demasiado suelta. Si el calcáneo se contrae, la hebilla debe ser más tensa. Ajuste la hebilla y compruebe la longitud.

**NOTE:** Si la hebilla es demasiado apretada, la hebilla se aprieta y la férula se contrae.

**NOTE:** Asegúrese de que la banda del empeine se encuentre bien alinhada para prevenir la irritación. Pueden utilizarse calcetines de algodón por debajo de la férula para mayor protección. (Fig. 1)

**INSERTIÓN DE WEDGE:** Con el splint en su sitio, deslice el extremo fino de la cubierta de esponja (con el lado azul hacia arriba) entre el pie y la férula. El extremo fino de la esponja descanse debajo del talón y el extremo grueso lo hará debajo del dedo gordo.

**PRECAUCIÓN:** No utilice la cubierta de esponja hasta que se lo indique un médico o otro profesional de la salud.

**MODIFYING:**

- 1) Retire la cubierta del inserto, doblando la porción correspondiente al dedo gordo hacia la parte posterior del inserto.

**NOTA:** Si el dedo gordo se encuentra demasiado ajustado, separar las alas del inserto manualmente.

- 2) Caliente el inserto utilizando una pistola de calor o un secador de cabello. Dirija el calor hacia la parte del inserto que desea ajustar.

**ATTENCIÓN:** Si calienta el plástico demasiado, podrá provocar que se derreta.

- 3) Una vez que el plástico está caliente, se vuelve maleable y puede ser ajustado a cualquier posición que se desee.

**ATTENCIÓN:** No caliente el plástico mientras el paciente esté utilizando el inserto. Permita que el inserto se enfrie antes de volver a utilizarlo. No aplique el inserto caliente a la cubierta o a la piel.

- 4) Vuelva a colocar el inserto en la cubierta dobrando la porción correspondiente al dedo gordo hacia la parte posterior y deslizando el inserto dentro de la cubierta.

**USO Y CUIDADO:**

- Remover la cubierta antes de lavarla por dobrar la porción correspondiente al dedo gordo hacia la parte posterior del inserto y luego deslizándolo hacia el exterior de la cubierta.

**DESPUÉS DE LAVAR:** Secar la cubierta, vuelve a colocar el inserto y lavar la cubierta.

**NOTA:** La cubierta de la férula es ligera y flexible y puede ser lavada a mano en agua tibia utilizando un jabón suave.

**GARANTÍA:** DJO, LLC se compromete a reparar o sustituir la totalidad o parte del producto y sus accesorios, por defectos del material o de la fabricación, durante los seis meses siguientes a la fecha de venta.

**PARA USO EN UN SOLO PACIENTE.**



**AVISO: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS POSIBLES CON LAS TÉCNICAS MÁS MODERNAS PARA OBTENER LA COMPATIBILIDAD MÁXIMA DE LA FUNCIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD Y COMODIDAD, NO EXISTE GARANTÍA ALGUNA DE QUE SE EVITARÁN LESIONES DURANTE EL EMPLEO DE ESTE PRODUCTO.**

**DEUTSCH**  
VOR GEBRAUCH DER VORRICHTUNG BITTE DIE GE BRAUCHSANWEISUNG SORGFA LTIG DURCHLESEN. DIE EINWANDFREIE FUNKTION DER VORRICHTUNG IST NUR BEI RICHTIGEM ANLEGEN GEWÄHRLEISTET.

**ANWENDERPROFIL:**  
Das Produkt ist für zugelassene medizinische Fachkräfte, Patienten, Pflegekräfte des Patienten oder unterstützende Familienmitglieder bestimmt. Der Anwender sollte in der Lage sein, alle Anweisungen, Warnungen und Vorsichtshinweise in den Gebrauchsinformationen zu lesen und diese fachlich zu verstehen und korperlich in der Lage sein, diese auszuführen.

**INDIKATIONEN:** Schmerzlinderung bei Plantarfascitis. Textilmaterial/halbstoff, um Bewegungen durch eine elastische oder semi-rigid Konstruktion einzuschränken.

**KONTRAINDIKATIONEN:** K: A

**CONTRA-INDICATIONS:** N/A

**WAHRNHNWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN:**

- Niemand darf über offene Wunden verkehren.
- Wenn Sie Schwellung, Veränderungen in der Sensibilität oder andere Reaktionen während des Gebrauchs dieses Produkts spüren, kontaktieren Sie Ihren Arzt sofort.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.

**NOTA:** Kontaktieren Sie den Hersteller und die zuständige Behörde in jedem Fall, falls ein ernsthaftes Ereignis aufgrund des Gebrauchs dieses Produkts auftritt.

**INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN:**

**NOTA:**

- Die Plantilla debe aplicarse con la rodilla flexionada para maximizar el ángulo de dorsiflexión de la articulación del tobillo.
- Antes de aplicar la plantilla para toda la noche, aplique durante una hora y luego quite. Compruebe que no produzca irritación o alteración de color. Si sigue teniendo irritación o alteración de color, ajuste la plantilla para que sea más adecuada.
- La plantilla de noche puede usarse por la noche, reclinado o sentado.
- 3) Una vez que la hebilla esté bien aplicada, straighten the leg out. Check that the length of the instep strap is correct.

**NOTE:** Si el pie desciende en la plantilla, la hebilla es demasiado suelta. Si el calcáneo se contrae, la hebilla debe ser más tensa. Ajuste la hebilla y compruebe la longitud.

**NOTE:** Si la hebilla es demasiado apretada, la hebilla se aprieta y la férula se contrae.

**NOTE:** Asegúrese de que la banda del empeine se encuentre bien alinhada para prevenir la irritación. Pueden utilizarse calcetines de algodón por debajo de la férula para mayor protección. (Fig. 1)

**INSERTIÓN DE LA CUÑA:** Con la férula en su sitio, deslice el extremo fino de la cubierta de esponja (con el lado azul hacia arriba) entre el pie y la férula. El extremo fino de la esponja descansa debajo del talón y el extremo grueso lo hará debajo del dedo gordo.

**PRECAUCIÓN:** No utilice la cubierta de esponja hasta que se lo indique un médico o otro profesional de la salud.

**MODIFYING:**

- 1) Retire la cubierta del inserto, doblando la porción correspondiente al dedo gordo hacia la parte posterior del inserto.

**NOTA:** Si el dedo gordo se encuentra demasiado ajustado, separar las alas del inserto manualmente.

- 2) Caliente el inserto utilizando una pistola de calor o un secador de cabello. Dirija el calor hacia la parte del inserto que desea ajustar.

**ATTENZIONE:** Si calienta el plástico demasiado, podrá provocar que se derreta.

- 3) Una vez que el plástico esté caliente, se vuelve maleable y puede ser ajustado a cualquier posición que se desee.

**ATTENZIONE:** No caliente el plástico mientras el paciente esté utilizando el inserto. Permita que el inserto se enfrie antes de volver a utilizarlo. No aplique el inserto caliente a la cubierta o a la piel.

- 4) Vuelva a colocar el inserto en la cubierta dobrando la porción correspondiente al dedo gordo hacia la parte posterior y deslizando el inserto dentro de la cubierta.

**USO Y CUIDADO:**

- Remover la cubierta antes de lavarla por dobrar la porción correspondiente al dedo gordo hacia la parte posterior del inserto y luego deslizándolo hacia el exterior de la cubierta.

**DESPUÉS DE LAVAR:** Secar la cubierta, vuelve a colocar el inserto y lavar la cubierta.

**NOTA:** La cubierta de la férula es ligera y flexible y puede ser lavada a mano en agua tibia utilizando un jabón suave.

**GARANTÍA:** DJO, LLC se compromete a reparar o sustituir la totalidad o parte del producto y sus accesorios, por defectos del material o de la fabricación, durante los seis meses siguientes a la fecha de venta.

**PARA USO EN UN SOLO PACIENTE.**



**HINWEIS: OBWOHL ALLE ANstrengungen unternommen wurden, unter Einsatz modernster Verfahren, um die Kompatibilität von Funktion, Festigkeit, Haltbarkeit und Optimalität sitz zu erzielen, kann keine Garantie gegeben werden, dass durch die Anwendung dieses Produkts Verletzungen vermieden werden können.**

**ITALIANO**  
PRIMA DELL'USO, LEGGERE INTERAMENTE E ATTENTIVAMENTE QUESTE ISTRUZIONI. LA CORRETTA APPLICAZIONE È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER UN BUON FUNZIONAMENTO.

**ANWENDERPROFIL:**  
Das Produkt ist für zugelassene medizinische Fachkräfte, Patienten, Pflegekräfte des Patienten oder unterstützende Familienmitglieder bestimmt. Der Anwender sollte in der Lage sein, alle Anweisungen, Warnungen und Vorsichtshinweise in den Gebrauchsinformationen zu lesen und diese fachlich zu verstehen und korperlich in der Lage sein, diese auszuführen.

**INDIKATIONI:** Schmerzlinderung bei Plantarfascitis. Textilmaterial/halbstoff, um Bewegungen durch eine elastische oder semi-rigid Konstruktion einzuschränken.

**KONTRAINDIKATIONI:** K: A

**CONTRA-INDICATIONS:** N/A



## ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO PROSTŘEDKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VĚSKEŘE NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ APLIKACE JE NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNOU FUNKCI PROSTŘEDKU.

**PROFIL ZAŘÍZENÍHOHO POUŽIVATELE:**  
Zářízením používáním je zdrovotník/ pracovník s licencí, pacient, pacientův přečetná nebo asistující rodinný příslušník. Uživatel musí být schopen přečíst všechny pokyny, varování a upozornění uvedené v návodu k použití, porozumět jím a lyžicky je odzvovat.

**INDIKACE:** Pomáhá zmírnit bolest spojenou s plantárnou fasciitidou. Mléká/potoluhá pomácka je navržena k omezení pohybu díky pružnému nebo polutučnému provedení.

**KONTRAINDIKACE:** ZÁDNE

**VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:**

- Nepoužívejte ho obtížně třídat.
- Použijte ho během používání tohoto výrobku objeví bolest, otoky, změnu cititlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obrátte na svého lékaře.
- Nepoužívejte tento prostředek, je-li poškozen a/nebo byl-li jeho obal otevřen.

**POZNÁMKA:** Pokud kvůli použití tohoto prostředku dojde k závažné nežádoucí příhodě, oznamte ji výrobci a příslušnému orgánu.

**POKYNY K APLIKACI:**  
• Použijte ho třídat aplikací, když má pacient ohnute koleno, aby byl vůči dorazitivému v kloubu co nejvíce.

• Nechte ho zůstat na kloubu na konci přes noc, aplikujte ji na jednu hodinu a poté ji sudejte. Zkontrolujte, zda nedošlo k podráždění nebo změně barvy nebo dolní končetiny. Pokud došlo k podráždění alebo změně barev, kloubu bude zapotřebovat upratit. Pokyny naleznete v části Uprava noční dlahy.

• Noční dlahu je možné nosit pouze v ústech, a to vleže nebo vseď. Protiskluzný materiál na spodní straně umožňuje omezenou chůzi.

• Umístěte nohu do dlahy. Ujistěte se, že je pata správně usazena a že se řetezec upevňuje v ústech dlahy.

• Po zapnutí nártového pásku narovnejte dolní končetinu.

**POZNÁMKA:** Pokud je patou v ústech posunut, je nártový pásek příliš volný. Jelikož je týkem sevřené, nártový pásek je pravděpodobně příliš těsný. Upravte nártový pásek a znova zkontrolujte jeho těsnost.

• Jakmile nártový pásek pochopně sedí, zapněte ostatní pásky okolo nohy a dolní končetiny.

**POZNÁMKA:** Nezapomeňte nártový pásek dobrě vyspoložit, abyste předešli podráždění. Dále ochrony dočítte nosním a pravděpodobněm poněkud vlnitým. (Obr. 1)

**VLOŽENÍ KLÍNUKU:** Akumile je dlahu nasazena, vyušte mezi nohu a dlanu tenký konc pěnového klínu (modrou stranou nahoru). Tenký konc pěnového klínu bude spodník pod patou a tlustý konc pod palcem.

**BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:** Nevkádajte do dlahy klínek, jestliže vám k tomu nedal pokyn lekár nebo jiný zdravotník.

**ÚPRAVA:**

• Odstraňte plášt dlahy od vložky tak, že prstovou část vložky svíňte směrem k zadní části vložky a vložku vytáhněte z pláště. POZNÁMKA: Je-li kteroukoliv část dlahy příliš těsná, rozvinete ručně povrstnou části vložky.

• Nahrajte vložku pomocí teplovlázné pistole nebo využijte vlasů. Teplo smířte k části vložky, kterou je zapotřebí upratit. POZOR: Nadměrné nahřátí vložky může vést k jeho roztavení.

• Jakmile je plast zahřát, ižez tvarovat a upravit do jakékoli požadované polohy.

**POZOR:** Nenahřívajte plast, jestliže má dlahu nasazena. Pacient. Před použitím nechte vložku zhladnit. Nevkádajte rozmazanou vložku do pláště ani nepriskádajte na kůži.

• Vložku vložku do plášt dlahy tak, že prstovou část vložky svíňte směrem k zadní části vložky a vložku vložte do pláště.

**POUŽITÍ A PĚČE:**  
• Před praním oddělte plášt dlahy od vložky tak, že prstovou část vložky svíňte směrem k zadní části vložky a vložku vytáhněte z pláště. Když je vložka suchá, vložte ji do plášt dlahy tak, že prstovou část vložky svíňte směrem k zadní části vložky a vložku vložte do pláště.

• Plášt perte ručně v teplé vodě pomocí jemného mydla. Nechte jej vysušit na vzdachu při pokojové teplotě. K čistění pláště nepoužívejte prášek. Nesušte plášt umělým zdrojem tepla.

**ZÁRUKA:** Společnost DJO, LCC opraví nebo nahradí jakoukoliv část jednotky a její příslušenství v případě závady materiálu nebo výroby v daném období, když bude zjištěna do šesti měsíců od data prodeje.

**POUZE PRO JEDNOHO PACIENTA.**

**NEOBRAHUE PŘÍRODNÍ PRVÝZOVÝ LATEX.**

**OZNÁMENÍ I KODŽ BYLO U NEJMODERNĚJŠÍCH TECHNIK VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ ÚSILÍ PRO ZRÁSKÁNÍ MAXIMální KOMPATIBILITY FUNKCE, SÍLY, TRVANLIVOSTI A POHODLÍ, NELZE ZARUČIT, ŽE POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU ZABRÁNI PORANENÍ.**

## SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM TOHOTO NÁSTROJA SI PROSÍM PREČÍTAJTE ČELE NASLEDUJÍCE INSTRUKCIE. SPRÁVNÉ POUŽITIE PRÍSTROJA JE NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNOU FUNKCIU PROSTŘEDKU.

**PROFIL ZAŘÍZENÍHOHO POUŽIVATELA:**  
Zářízením používáním je zdrovotník/ pracovník s licencí, pacient, pacientův přečetná nebo asistující rodinný příslušník. Uživatel musí být schopen přečíst všechny pokyny, varování a upozornění uvedené v návodu k použití, porozumět jím a lyžicky je odzvovat.

**INDIKACE:** Pomáhá zmírnit bolest spojenou s plantárnou fasciitidou. Mléká/potoluhá pomácka je navržena k omezení pohybu díky pružnému nebo polutučnému provedení.

**KONTRAINDIKACE:** ZÁDNE

**VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:**

- Nepoužívejte ho obtížně třídat.
- Použijte ho během používání tohoto výrobku objeví bolest, otoky, změnu cititlivosti nebo jiné neobvyklé reakce, ihned se obrátte na svého lékaře.
- Nepoužívejte tento prostředek, je-li poškozen a/nebo byl-li jeho obal otevřen.

**POZNÁMKA:** Pokud kvůli použití tohoto prostředku dojde k závažné nežádoucí příhodě, oznamte ji výrobci a příslušnému orgánu.

**POKYNY K APLIKACI:**

• Použijte ho třídat aplikací, když má pacient ohnute koleno, aby

• byl vůči dorazitivému v kloubu co nejvíce.

• Nechte ho zůstat na kloubu na konci přes noc, aplikujte ji na jednu hodinu a poté ji sudejte. Zkontrolujte, zda nedošlo k podráždění nebo změně barev nebo dolní končetiny. Pokud došlo k podráždění alebo změně barev, kloubu bude zapotřebovat upratit. Pokyny naleznete v části Uprava noční dlahy.

• Noční dlahu je možné nosit pouze v ústech, a to vleže nebo vseď. Protiskluzný materiál na spodní straně umožňuje omezenou chůzi.

• Umístěte nohu do dlahy. Ujistěte se, že je pata správně usazena a že se řetezec upevňuje v ústech dlahy.

• Po zapnutí nártového pásku narovnejte dolní končetinu.

**POZNÁMKA:** Pokud je patou v ústech posunut, je nártový pásek příliš volný. Jelikož je týkem sevřené, nártový pásek je pravděpodobně příliš těsný. Upravte nártový pásek a znova zkontrolujte jeho těsnost.

• Jakmile nártový pásek pochopně sedí, zapněte ostatní pásky okolo nohy a dolní končetiny.

**POZNÁMKA:** Nezapomeňte nártový pásek dobrě vyspoložit, abyste předešli podráždění. Dále ochrony dočítte nosním a pravděpodobněm poněkud vlnitým. (Obr. 1)

**VLOŽENÍ KLÍNUKU:** Akumile je dlahu nasazena, vyušte mezi nohu a dlanu tenký konc pěnového klínu (modrou stranou nahoru). Tenký konc pěnového klínu bude spodník pod patou a tlustý konc pod palcem.

**BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:** Nevkádajte do dlahy klínek, jestliže vám k tomu nedal pokyn lekár nebo jiný zdravotník.

**ÚPRAVA:**

• Odstraňte plášt dlahy od vložky tak, že prstovou část vložky svíňte směrem k zadní části vložky a vložku vytáhněte z pláště. POZNÁMKA: Je-li kteroukoliv část dlahy příliš těsná, rozvinete ručně povrstnou části vložky.

• Nahrajte vložku pomocí teplovlázné pistole nebo využijte vlasů. Teplo smířte k části vložky, kterou je zapotřebí upratit. POZOR: Nadměrné nahřátí vložky může vést k jeho roztavení.

• Jakmile je plast zahřát, ižez tvarovat a upravit do jakékoli požadované polohy.

**POZOR:** Nenahřívajte plast, jestliže má dlahu nasazena. Pacient. Před použitím nechte vložku zhladnit. Nevkádajte rozmazanou vložku do pláště ani nepriskádajte na kůži.

• Vložku vložku do plášt dlahy tak, že prstovou část vložky svíňte směrem k zadní části vložky a vložku vložte do pláště.

**POUŽITÍ A PĚČE:**  
• Před praním oddělte plášt dlahy od vložky tak, že prstovou část vložky svíňte směrem k zadní části vložky a vložku vytáhněte z pláště. Když je vložka suchá, vložte ji do plášt dlahy tak, že prstovou část vložky svíňte směrem k zadní části vložky a vložku vložte do pláště.

• Plášt perte ručně v teplé vodě pomocí jemného mydla. Nechte jej vysušit na vzdachu při pokojové teplotě. K čistění pláště nepoužívejte prášek. Nesušte plášt umělým zdrojem tepla.

**ZÁRUKA:** Společnost DJO, LCC opraví nebo nahradí jakoukoliv část jednotky a její příslušenství v případě závady materiálu nebo výroby v daném období, když bude zjištěna do šesti měsíců od data prodeje.

**POUZE PRO JEDNOHO PACIENTA.**

**PRI VÝROBĚ NEBOL POUŽITÝ PŘÍRODNÝ LATEX.**

**OZNÁMENÍ I KODŽ BYLO U NEJMODERNĚJŠÍCH TECHNIK VĚNOVÁNO MAXIMÁLNÍ ÚSILÍ PRO ZRÁSKÁNÍ MAXIMální KOMPATIBILITY FUNKCE, SÍLY, TRVANLIVOSTI A POHODLÍ, NELZE ZARUČIT, ŽE POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU ZABRÁNI PORANENÍ.**

## DANSK

LÆS FØLGENDE ANVISNINGER GRUNDIGT IGENNEM FØR ANVENDELSE AF ANDRØNINGEN. KORREKT ANVENDELSE ER VIGTIG FOR, AT ANDRØNINGEN FUNGERER KORREKT.

**TILSIGTET BRUGERPROFIL:**  
Den brugende er en legitimér læge, patient, patientens omorgsperson eller en familiemedlem som hjælper til. Brugeren skal kunne læse, forstå og være fysisk i stand til at udøve alle anvisninger, advarsler og forholdsregler, som er angivet i brugsanvisningen.

**INDIKATIONER:** Lindrer smerten forbundet med fascitis plantaris. Hvis det teknisk testes, er der udviklet til at begrænse bevegelsen.

**KÄTTÖÄIHEET:** Auttaa lievittämää plantarifasciititilaa liittyvässä kipussa. Tuote on pehmeän mukavuuden takia.

**KÄTTÖÄIHEET:** Auttaa lievittämää plantarifasciititilaa liittyvässä kipussa. Tuote on pehmeän mukavuuden takia.

**KONTRAINDIKATIONER:** EJ TILLÄMPGILT

**ADVARSLER OG FORHOLDSSREGLER:**

• Anvend ikke hvis du er overværet af helseproblemer.

• Kontakt din læge om eventuelle reaktioner ved anvendelse af dette produkt, skal lægen omgående kontaktes.

• Anrøringen må ikke anvendes, hvis den er beskadiget og/eller er blevet åbnet.

• OBS! Kontakt producenten og den kompetente myndighed i tilfælde af, at der opstår en alvorlig hændelse.

• OBS! Kontakt producenten og den kompetente myndighed i tilfælde af, at der opstår en alvorlig hændelse ved allværtlig tilbuddet i samband med anvendningen af denne enhet.

**ANVISNINGAR FÖR APPLICERING:**

**BEMÄRK:**

• Skinen kan appliceras med böjd knä för att erhålla största möjligheten för att förlänga dörrsläckan.

• Innan skinen appliceras över natten ska den användas under en timma och därefter avlägsnas. Kontrollera för eventuell irritation eller missfärgning av foten eller benet. Om irritation eller missfärgning är försvag, försök att återlämna skinen.

• Innan skinen appliceras ska den försökt tas av.

• Skinskin kan användas på natten när man ligger ned eller sidder op.

• Skridskort material i bunden ger möjlighet för begränsat gäng.

• 1) Chodit vidt i dlahy. Ustna se, že är påt passar.

2) Omkring föden i skinnen. Sorg för, att hælen