

ENGLISH

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

INTENDED USER PROFILE:

The intended user should be a licensed medical professional, the patient, the patient's caretaker, or a family member providing assistance. The user should be able to read, understand and be physically capable to perform all the directions, warnings and cautions provided in the information for use.

INTENDED USE/INDICATIONS

- Mild MCL and/or LCL sprains, mild arthritis, and mild instabilities. Soft good/semi rigid designed to restrict motion through elastic or semi-rigid construction.

CONTRAINDICATIONS

Phlebitis patients should not wear neoprene products. Do not use if you are allergic to any of the materials contained in this product

WARNINGS AND PRECAUTIONS

- If pain, swelling, changes in sensation or other unusual reactions occur while using this product, you should contact your doctor immediately.
- Do not use over open wounds.
- Do not use this device if it was damaged and/or package has been opened.
- If you develop an allergic reaction and/or experience itchy, red skin after coming into contact with any part of this device, please stop using it and contact your healthcare professional immediately.

NOTE: Contact manufacturer and competent authority in case of a serious incident arising due to usage of this device.

APPLICATION INSTRUCTIONS

- Unfasten and loosen the straps at the thigh and calf.
- Wrap product around leg and fasten over the front of the leg. Position the sleeve so that the hinges are parallel to each other, and the top of the circular cut-out aligns with the top of the knee cap.
- Adjust posterior (back) thigh and calf straps for snug fit. (This should be a one time adjustment)
- Fasten the anterior (front) thigh and calf support straps.

CARE:

Hand wash in warm water using mild soap, rinse thoroughly. AIR DRY. Hinges may be removed for washing. Note: If not rinsed thoroughly, residual soap may cause irritation and deteriorate material. The brace may be used in fresh or salt water. Following use in water activities, drain thoroughly and rinse with clean, fresh water.

FOR SINGLE PATIENT USE ONLY.
NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.

WARRANTY DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale.

NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON Fonctionnement DU DISPOSITIF.

PROFIL DE L'UTILISATEUR PRÉVISTO :

L'utilisateur prévisto doit être un professionnel de santé agréé, le patient, l'aide-soignant ou un membre de la famille prodigant des soins au patient. L'utilisateur doit être capable de lire et de comprendre l'ensemble des consignes, des avertissements et des précautions qui figurent dans le mode d'emploi et être physiquement apte à les respecter.

UTILISATION PRÉVUE/INDICATIONS :

- Entorses légères du MCL et/ou du LCL, arthrite légère et instabilités légères. Produit en textile/matériau semi-rigide conçu pour restreindre le mouvement grâce à une construction élastique ou semi-rigide.

CONTRAINDICATIONS :

Les patients souffrant de phlébite ne doivent pas porter de produits en néoprène. Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des matériaux contenus dans ce produit

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- En cas de douleur, d'enflure, de modification de la sensation ou d'autres réactions anormales lors de l'utilisation de ce produit, contactez immédiatement votre médecin.
- Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes.
- Ne pas utiliser ce dispositif s'il a été endommagé et/ou si l'emballage a été ouvert.
- Si vous développez une réaction allergique et/ou une sensation d'irritation, arrêtez immédiatement l'utilisation de ce dispositif et contactez immédiatement un professionnel de santé.

NOTE: Contacter le fabricant et l'autorité compétente en cas d'un événement grave découlant de l'utilisation de ce dispositif.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- Détacher et desserrer les sangles au niveau de la cuisse et du mollet.
- Placer le produit autour de la jambe et l'attacher sur la partie antérieure de la jambe. Placer l'attelle de sorte que les articulations soient parallèles, et que l'ouverture rotuleenne s'aligne sur le haut de la rotule.
- Ajuster les sangles postérieures (à l'arrière) de la cuisse et du mollet fermement (Cet ajustement se fait une seule fois).
- Attacher les sangles de soutien antérieures (avant) de la cuisse et du mollet.

ENTRETIEN

Laver manuellement à l'eau tiède avec du savon doux, puis rincer intégralement. LAISSER SÉCHER À L'AIR LIBRE. Remarque : Si le rinçage est insuffisant, le savon résiduel risque d'irriter la peau du patient et détériorer le matériel. L'orthèse peut être utilisée dans l'eau douce ou eau salée. Après une telle utilisation, drainer intégralement et rincer à l'eau fraîche. LAISSER SÉCHER À L'AIR LIBRE.

RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT UNIQUEMENT.
FABRIQUÉ SANS LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL.

GARANTIE DJO, LLC répara ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

AVIS: BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBÉIR AU NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENT TOUTE BLESSURE.

ESPAÑOL

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. UNA MISE EN PLACE CORRECTA ES INDISPENSABLE AL BON FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO.

PERFIL DE USUARIO PREVISTO:

El usuario previsto debe ser un profesional médico autorizado, el paciente, el cuidador del paciente o un familiar que proporciona asistencia. El usuario debe ser capaz de leer y comprender el conjunto de las instrucciones, los avisos y las precauciones que aparecen en el manual de uso y estar físicamente apto para cumplir con las indicaciones.

USO PREVISTO/INDICACIONES:

- Esguinces leves en el ligamento colateral medio (MCL) y ligamento colateral lateral (LCL), artritis leve e instabilidades leves. Producto blando/semirígido diseñado para restringir el movimiento a través de una construcción elástica o semirígida.

CONTRAINDICACIONES:

Los pacientes con flebitis no deben llevar productos de neopreno. No usar si es alérgico a alguno de los materiales que contiene este producto.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Si se produce dolor, hinchazón, cambios en la sensación o otras reacciones inusuales durante el uso de este producto, debe ponerse en contacto con su médico inmediatamente.
- No use sobre heridas abiertas.
- No use este dispositivo si está dañado o si el envase está abierto.
- Si desarrolla una reacción alérgica o experimenta picazón, o de rojeces cutáneas después de haber entrado en contacto con cualquier parte de este dispositivo, deje de usarlo y póngase en contacto inmediatamente con su profesional de salud.

NOTA: Comuníquese con el fabricante y la autoridad competente en caso de un incidente grave derivado de la utilización de este dispositivo.

INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN

- Desabroche y afloje las cintas a la altura de la pantorrilla y el muslo.
- Envíe la abrazadera alrededor de la pierna y ábróchela por el frente de la pierna. Coloque la funda de modo que las bisagras queden paralelas entre sí y que la parte superior de los recortes circulares queden alineadas con la parte superior de la rodilla.
- Ajuste la parte posterior (trasera) de las cintas para la pantorrilla y el muslo hasta que queden ceñidas. (Este ajustamiento debe efectuarse sola vez).
- Abroche la parte delantera (frontal) de las cintas de soporte para la pantorrilla y el muslo.

CUIDADO

El lavado se realiza a mano con jabón suave en agua templada, enjuague abundantemente. SECADO AL AIRE. Nota: Si no se enjuaga abundantemente, los restos de jabón pueden provocar irritación y deteriorar el material. La rodillera puede utilizarse en agua dulce y salada. Tras su utilización en el agua, drené exhaustivamente el agua y enjuague con agua corriente. SECADO AL AIRE.

PARA USO EN UN SOLO PACIENTE.
NO CONTIENE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.

GARANTIA DJO, LLC se compromete a reparar o sustituir la totalidad o parte del producto y sus accesorios, por defectos del material o de la fabricación, durante los seis meses siguientes a la fecha de venta.

AVISO: BIEN QUE TODAS LAS ESFUERZOS POSIBLES CON LAS TÉCNICAS MÁS MODERNAS PARA OBTENER LA COMPATIBILIDAD MÁXIMA DE LA FUNCIÓN, RESISTENCIA, DURABILIDAD Y COMODIDAD, NO EXISTE GARANTÍA ALGUNA DE QUE SE EVITARAN LESIONES DURANTE EL EMPLEO DE ESTE PRODUCTO.

DEUTSCH

VOR GEBRAUCH DER VORRICHTUNG BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN. DIE EINWANDFREIE FUNKTION DER VORRICHTUNG IST NUR BEI RICHTIGEM ANLEGEN GEWÄHRLEISTET.

ANWENDERPROFIL:

Das Produkt ist für zugelassene medizinische Fachkräfte, Patienten, Pflegekräfte des Patienten oder unterstützende Familienmitglieder bestimmt. Der Anwender sollte in der Lage sein, alle Anweisungen, Warnungen und Vorsichtshinweise in der Gebrauchsanweisung zu lesen, um die Indikationen und die Verwendung des Produktes korrekt auszuführen.

VERWENDUNGZWECK/INDIKATIONEN:

- Esguinces leves en el ligamento colateral medio (MCL) y ligamento colateral lateral (LCL), artritis leve e instabilidades leves. Producto blando/semirígido diseñado para restringir el movimiento a través de una construcción elástica o semirígida.

KONTRAINDIKATIONEN:

Patients avec phlébite doivent porter des produits en néoprène. Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des matériaux contenues dans ce produit.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

- Si vous ressentez de la douleur, de l'enflure, des changements de sensation ou d'autres réactions inhabituelles lors de l'utilisation de ce produit, veuillez contacter immédiatement votre médecin.
- Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes.
- Ne pas utiliser ce dispositif s'il a été endommagé et/ou si l'emballage a été ouvert.
- Si vous développez une réaction allergique et/ou une sensation d'irritation, arrêtez immédiatement l'utilisation de ce dispositif et contactez immédiatement un professionnel de santé.

INSTRUKCIONES PARA SU APLICACIÓN

- Déabrochez et relâchez les sangles à la hauteur de la pantorilla et du mollet.
- Enroulez le produit autour de la jambe et attachez-le sur la partie antérieure de la jambe. Assurez-vous que les articulations sont parallèles, et que l'ouverture rotuleenne s'aligne sur le haut de la rotule.
- Ajustez les sangles postérieures (à l'arrière) de la cuisse et du mollet fermement (Cet ajustement se fait une seule fois).
- Attachez les sangles de soutien antérieures (avant) de la cuisse et du mollet.

PFLEGE

In einer milden, kalten Seifenlauge von Hand waschen. LUFTTROCKNEN. Hinweis: Seifenrückstände können Hautirritationen oder Materialverschleiß hervorrufen. Die Stütze kann in Süß- und Salzwasser getragen werden. Nach Gebrauch im Wasser die Bandage gründlich abtropfen lassen und mit sauberem, frischem Wasser ausspülen. LUFTTROCKNEN.

NUR ZUM GEBRAUCH AN EINEM PATIENTEN BESTIMMT.
NICHT MIT NATURKAUTSCHUKLATEX HERGESTELLT.

GARANTIE DJO, LLC garantiert bei Material- oder Herstellungsdefekten die Reparatur bzw. den Austausch des kompletten Produktes oder eines Teils des Produktes und aller zugehörigen Zubehörteile für einen Zeitraum von sechs Monaten ab dem Verkaufsdatum.

HINWEIS: OBWOHL ALLE ANSTRENGUNGEN UNTERNOMMEN WURDEN, UNTER EINSATZ MODERNTER VERFAHREN MAXIMALE KOMPATIBILITÄT DER FUNKTION, STÄRKE, HALTBARKEIT UND OPTIMALEM SITZ ZU ERZIELEN, KANN KEINE GARANTIE GEgeben WERDEN, DASS DURCH DIE ANWENDUNG DIESES PRODUKTS VERLETZUNGEN VERMIEDEN WERDEN KÖNNEN.

ITALIANO

PRIMA DELL'USO, LEGGERE INTERAMENTE E ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI. LA CORRETTA APPLICAZIONE È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER IL FUNZIONAMENTO ADEGUATO DELLA VORRICHTUNG.

ANWENDERPROFIL:

Il prodotto è destinato a essere utilizzato da un medico professionista, dal paziente, dal caregiver del paziente o da un familiare che lo assiste. L'utente deve poter leggere, comprendere ed essere fisicamente capace di seguire tutte le indicazioni, avvertenze e precauzioni fornite nelle istruzioni per l'uso.

USO PREVISTO/INDICAZIONI:

- Esguinces leves en el ligamento colateral medio (MCL) y ligamento colateral lateral (LCL), artritis leve e instabilidades leves. Producto blando/semirígido diseñado para restringir el movimiento a través de una construcción elástica o semirígida.

KONTRAINDIKATIONEN:

Patients avec phlébite doivent porter des produits en néoprène. Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des matériaux contenues dans ce produit.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

- Se produce dolor, hinchazón, cambios en la sensación o otras reacciones inusuales durante el uso de este producto, contacte inmediatamente a su médico.
- No use sobre heridas abiertas.
- No use este dispositivo si está dañado o si el envase está abierto.
- Si desarrolla una reacción alérgica y/o una sensación de irritación, deje de usarlo y póngase en contacto inmediatamente con un profesional de salud.

NOTA: Comuníquese con el fabricante y la autoridad competente en caso de un incidente grave derivado de la utilización de este dispositivo.

INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN

- Desabroche y relájese las cintas a la altura de la pantorrilla y el muslo.
- Envíe la abrazadera alrededor de la pierna y ábróchela por el frente de la pierna. Coloque la funda de modo que las bisagras queden paralelas entre sí y que la parte superior de los recortes circulares queden alineadas con la parte superior de la rodilla.
- Ajuste la parte posterior (trasera) de las cintas para la pantorrilla y el muslo hasta que queden ceñidas. (Este ajustamiento debe efectuarse sola vez).
- Abroche la parte delantera (frontal) de las cintas de soporte para la pantorrilla y el muslo.


MANTENIMENTO

Lavado a mano en agua caliente con jabón neutro. Risciacquare accuratamente. ASCIUGARE ALL'ARIA. Nota: Si no se enjuaga adecuadamente, los restos de jabón pueden provocar irritación y deteriorar el material. La rodillera puede utilizarse en agua dulce y salada. Tras su utilización en el agua, drenar completamente el agua y enjuague con agua corriente. SECADO AL AIRE.

PER L'USO SU UN SOLO PAZIENTE.
NON REALIZZATO IN LATEX DE CAUCHO NATURAL.

GARANTIA DJO, LLC se compromete a reparar o sustituir la totalidad o parte del producto y sus accesorios, por defectos del material o de la fabricación, durante los seis meses siguientes a la fecha de venta.

HINWEIS: OBWOHL ALLE IN HET WERK IS GESTELD MET OPTIMALE KOMPATIBILITEIT QUAM WERKING, STÄRKE, HALTBARKEIT EN OPTIMALEM SITZ ZU ERZIELEN, KANN KEINE GARANTIE GEgeben WERDEN, DASS DURCH DIE ANWENDUNG DIESES PRODUKTS VERLETZ



DANSK
LÆS FØLGENDE ANVISNINGER GRUNDIGT IGENNEM FØR ANVENDELSE AF ANORDNINGEN. KORREKT ANVENDELSE ER VIGTIG FOR, AT ANORDNINGEN FUNGERER KORREKT.

TILSIGTET BRUGERPROFIL:
Den tilsigte bruger skal være en autoriseret lege, patienten, patientens omsorgsperson eller et familiemedlem der yder assistance. Brugeren skal kunne læse, forstå og være fysisk i stand til at udføre alle anvisninger, advarsler og forholdsregler, som er angivet i brugsanvisningen.

TILSIGTET ANVENDELSE/INDIKATIONER:
• Lett forstrekning af ligamentet (MCL og/eller LCL), mild artritt og lett, generell ustabilitet. Myk/halvfast utforming for å begrense bevegelse gjennom elastisk eller halvfast konstruksjon.

KONTRAINDIKASJONER:
Patienter med flebitis bør ikke anvende produkter med neopren. Må ikke bruges, hvis du er allergisk over for de materialer, som produktet indeholder.

ADVARSLER OG FORHOLDSSREGLER
• Hvis der opstår smerte, hævelser, føleforstyrrelser eller andre usædvanlige reaktioner ved anvendelse af dette produkt, skal lægen omgående kontaktes.

• Brug ikke denne anordning, hvis den er beskadiget og/eller hvis emballagen har været åbnet.

• Hvis du får en allergisk reaktion og/eller oplever kløende, rød hud efter kontakt med en del af denne anordning, skal du stoppe brugen og kontakte lægen omgående.

BEMÆRK: Kontakt producenten og den kompetente myndighed i tilfælde af, at der opstår en alvorlig hændelse som følge af anvendelsen af denne anordning.

PÅFØRINGSVEJLEDNING
1a) Løsn stropperne ved lår og læg.
1b) Før bøjlen rundt om benet og fastgør den hen over forsiden af benet. Placer manchetten, så hængslerne sidder parallelt til hinanden, og toppen af den runde udskæring fluger med toppen af knæskallen.
2) Juster stropperne bag på låret og læggen, så bøjlen kommer til at sidde helt til (dette bør kun skulle gøres én gang).
3) Fastgør støttestropperne foran på lår og læg.

SVENSKA
LÄS FÖLJANDE ANVISNINGAR NOGGRANT OCH FULLSTÄNDIGT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. KORREKT APPLIKATION ÄR AV STÖRSTA VIKT FÖR PRODUKTENS KORREKTA FUNKTION.

AVSEDDA ANVÄNDARE:
Den tilsigte är avsett att användas av en legitimerad läkare eller sjuksköterska, patienten, patientens vårdgivare eller en familjemedlem som hjälper till. Användaren ska kunna läsa, förstå och vara fysiskt i stand till att utföra alla anvisningar, varningar och försiktighetsåtgärder som anges i bruksanvisningen.

AVSEDD ANVÄNDNING/INDIKATIONER:
• Lett forstrekning av ligamentet (MCL och/eller LCL), mild artritt och lett, generell ustabilitet. Myk/halvfast utforming för att begränsa bevegelse genom elastisk eller halvfast konstruktion.

KONTRAINDIKASJONER:
Patienter med flebitis ska inte bära neoprenprodukter. Använd inte om du är allergisk mot något av materialen i denna produkt.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
• Om smärta, svullnad, kanselförändringar eller andra ovänliga reaktioner uppstår när du använder den här produkten, ska du kontakta din läkare ommedelbart.
• Använd inte över öppna sår.
• Använd inte den här enheten om den har skadats och/eller förpackningen har öppnats.

• Om du får en allergisk reaktion och/eller upplever klöande, röd hud efter att ha kommit i kontakt med någon del av denna enhet ska du sluta använda den och kontakta din läkare ommedelbart.

OBSERVERA: Kontakta tillverkaren och behörig myndighet vid allvarligt tillbud i samband med användningen av denna produkt.

NORSK
FØR PRODUKTET TAS I BRUK, MÅ DU LESE ALLE ANVISINGENE NEDENFOR NØYE. DET ER AVGJØRENDE AT PRODUKTET BRUKES RIKTIG FOR AT DET SKAL GI GOD EFFEKT.

TILLENKTE BRUKER:
Den tiltenkte brukeren skal være lisensiert helsepersonell, pasienten, pasientens omsorgsperson eller et familiemedlem som hjelper til. Brukeren skal kunne lese, forstå og være fysisk i stand til å følge instruksjonene, anvisninger og forholdsreglene oppført i bruksanvisningen.

TILSIKTET BRUK/INDIKASJONER:
• Lett forstrekning av ligamentet (MCL og/eller LCL), mild artritt og lett, generell ustabilitet. Myk/halvfast utforming for å begrense bevegelse gjennom elastisk eller halvfast konstruksjon.

KONTRAINDIKASJONER:
Pasienter med årebetennelse (fleibitt) skal ikke bruke neoprenprodukter. Skal ikke brukes hvis du er allergisk mot noen av materialene i dette produktet.

ADVARSLER OG FORHOLDSSREGLER
• Dersom smerte, hevelse, endringer i følelsen eller andre usædvanlige reaktioner oppstår når du bruker dette produktet, bør du kontakte legen din umiddelbart.

• Skal ikke brukes over åpne sår.
• Denne enheten skal ikke brukes hvis den er skadet og/eller forpakningen har blitt åpnet.
• Hvis du utvikler en allergisk reaktion og/eller kløende, rød hud etter at du har kommet i kontakt med den delen av denne enheten, må du slutte å bruke den, og kontakte helsepersonell umiddelbart.

MERK: Ta kontakt med produsent og relevant tilsynsorgan hvis det oppstår en alvorlig hendelse som følge av bruk av enheten.

SUOMI
LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTOÄ. OIKEA KIINTÄMINEN ON TÄRKEÄÄ LAITTEEN ASIANMUKAISEN TOIMINNAN KANNalta.

KÄYTÄJÄÄ KOSKEVAT EDELLYTYYKSET:
Laite on tarkoitettu valtuutetun terveydenhuollon ammattilaisten, potilaan, hänen hoitajansa tai häntä avustavien perheenjäsenien käytettäväksi. Käyttäjän pitää pystyä lukemaan, ymmärtämään ja olemaan fyysisesti kykenevä noudattamaan käytöntietojen kaikkia ohjeita, varoituksia ja huomautuksia.


KÄYTÖTÄRKOITUS/KÄYTÖÄIHEET:
• Lievät sisä- ja/tai ulkoriistiseen venähdyykset, lievä niveltulehdus ja lievät epävaikaisuudet. Pehmeä ja mukava / puolijäykä tuki, joka on suunniteltu rajoittamaan liikettä joustavan tai puolijäykän rakenteen ansiosta.

VASTA-AIHEET:
Laskimotulehduspotilaiden ei tule käyttää neopreeniuitteita. Älä käytä, jos olet allerginen jollekin tämän tuotteen sisältämälle materiaalille.

VAROITUKSET JA VAROTOIMET
• Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos tämän tuotteen käytön yhteydessä esiintyy kipua, turvotusta, tuntumutoksia tai muita epätavallisia reaktioita.

• Älä käytä sisä- ja/tai ulkoriistiseen venähdyykset, lievä niveltulehdus ja lievät epävaikaisuudet. Pehmeä ja mukava / puolijäykä tuki, joka on suunniteltu rajoittamaan liikettä joustavan tai puolijäykän rakenteen ansiosta.

HUOMAUTUS: Ota yhteyttä valmistajan ja toimivaltaiseen viranomaiseen, jos tämän laitteen käyttö aiheuttaa vakavan haittataajuuden.



VEDLIGEHOLDELSE
Håndvaskes i varmt vann med en mild sæbe. Skylles grundigt. LUFTTØRRES. Bemærk: Hvis enheden ikke skyldes grundigt, kan sæberester give irritation og forringre materialet. Skinnen kan bruges iferskvand eller saltvand. Efter brug, skal den afdryppe grundigt, og skyldes med rent, friskt vand. LUFTTØRRES.

SKØTSEL
Håndvaskes i varmt vann med mild tvål, skölj noga. LUFTTØRKA. ANM: Om stödet inte sköljs noga kan kvarvarande tvålrester ge hudirritationer eller försämra materialet. Stödet kan användas i söt- eller saltvatten. Efter användning, tappa ut vattnet noga och skölj med rent vatten. LUFTTØRKEN.

STELL
Håndvaskes i varmt vann med et mildt vaskemiddel. Skyldes grundigt. LUFTTØRKEN. MERK: Hvis den ikke skyldes grundigt kan saperester förårsake irritation och skade materialet. Stöten kan användas i ferskvann eller saltvann. Drypp grundig av efter bruk och skyll med rent fersvann. LUFTTØRKEN.

TUOTTEEN HOITO
Käsipesu saippualla lämpimässä vedessä. Huuhtele huolella. ILMAKUIVAA. HUOM: Jos huuhteleita ei tehdä huolella, saippuajäätä voi aiheuttaa irtsyystä ja kuluttaa materiaalia. Tukea voi käyttää sekä makeassa että suolaisessa vedessä. Tyhjennä kokonaan käytön jälkeen jahuuhteleva puhalla, raikkaalla vedellä. ILMAKUIVAA.

MÅ KUN BRUGES PÅ ÉN ENKELT PATIENT. IKKE FREMSTILLET MED NATURGUMMILATEX.

ENDAST FÖR BRUK PÅ EN PATIENT. EJ TILLVERKAD AV NATURGUMMI (LATEX).

KUN TIL BRUK PÅ ÉN ENKELT PASIENT. INNEHOLDER IKKE NATURGUMMILATEKS.

VAIN YHDEN POTILAAN KÄYTÖÖN. VALMISTUKESSA EI OLE KÄYTETTY LUONNONKUMILATEKSIA.



GARANTI Op til seks måneder efter købsdatoen vil DJO, LLC hæl eller delvist reparere eller udskifte udstyret og dets tilbehør i tilfælde af fejl i materialer eller udførelse.

BEMÆRK: SELVOM DER ER GJORT ALT HVAD AVANCEREDE TEKNIKKER KAN GØRE FOR AT OPNÅ DEN FORENDEDE MAXIMALE FUNKTION, STYRKA, HOLDBARHED OG BEKVEMMELIGHED, ER DETTE IKKE NOGEN GARANTI FOR AT MAN KAN UNDGÅ LÆSIONER VED AT BRUGE DETTE PRODUKT.

GARANTI DJO, LLC vil reparere eller erstatte hele eller dele af enheten og dens tilbehør for defekter i materialer eller tilbehør i en periode på 6 måneder fra salgsdatoen.

ERKLÆRING: SELV OM DET ER GJORT ALT SOM GJØRES MED AVANSERTE TEKNIKKER FOR Å OPPNA MAXIMAL ÖVERENSTÅMELSE AV FUNKSJON, STYRKE, HOLDBARHET OG KOMFORT, MEN INGA GARANTIER LÄMMAS ATT SKADA FÖRHINDRAS GENOM ATT ANVÄNDNA DENNA PRODUKTET.

TAKUU DJO, LLC korjaat tai vaihtaa materiaali- tai valmistusvikaiset tuotteet tai tuotteiden osat sekä lisävarusteet puolen vuoden kuluessa myyntipäivästä.

HUOMAUTUS: VAIKKA UUSIMPPIA TEKNIKOITA KÄYTÄMÄLLÄ ON PYRITY VARMISTAMAAN, ETÄÄ TOIMIVUUS, VAHVUS, KESTÄVYYS JA MUKAVUUS OLISIVAT PARHAAT MAHDOLLISET, MITÄÄN TAKUITA EI ANNETA SITÄ, ETÄÄ VAHINKO VOITAIASIIN ESTÄÄ TÄTTÄ TUOTETTU AINEEN KÄYTÄMÄLLÄ.

DONJOY®

LATEK

LATEK

LATEK

LATEK

LATEK

1 i **i** **MD**
CE **EC** **REP**
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany
Vista, CA 92081-855 • USA
©2020 DJO, LLC
13-632 REV D - 2020-12-09