

bathtub safety rail

riel de seguridad  
para la tina de baño

barre d'appui  
pour la baignoire

item # 12036



EU Authorized Representative  
Drive Medical LTD  
Ainley's Industrial Estate  
Elland, West Yorkshire,  
United Kingdom HX5 9JP

[www.drivemedical.com](http://www.drivemedical.com)

**drive**<sup>TM</sup>

## installation instructions

1. Clean bathtub thoroughly and wipe dry before applying rail. Contact surfaces must be dry and free of soapy residue to assure secure installation.
2. Loosen knob (A) until rail is wide enough to slip on side of bathtub.
3. Place Safety Rail on bathtub with knob (A) facing outside of tub and tighten until rail feels tight and secure.
4. To test installation of rail, pull forward, back and side to side. If rail slips or moves, make sure surface is free of soapy film and is dry, then replace at desired location and retighten.

Safety Rail often requires retightening from time to time. Check periodically before use and retighten as needed.



**CAUTION:** Please use extreme care when installing on fiberglass tub. **DO NOT OVERTIGHTEN** as the clamp may crack the fiberglass.

## instrucciones para la instalación

1. Limpie a fondo la bañera y seque con paño seco antes de aplicar la barra. Las superficies de contacto deben estar secas y sin residuos jabonosos para asegurar una instalación firme.
2. Afloje la perilla (A) hasta que la barra esté lo suficientemente abierta para deslizarla sobre un lado de la bañera.
3. Ubique la Barra de Seguridad en la bañera con la perilla (A) hacia afuera de la misma y ajuste hasta que la barra esté ajustada y firme.
4. Para examinar la instalación de la barra, tire hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Si la barra se desliza o se mueve, asegúrese que la superficie no tenga una capa jabonosa y que esté seca, luego reubique en la posición deseada y vuelva a ajustar.

A menudo La Barra de Seguridad requiere ser reajustada de vez en cuando. Controle periódicamente antes de usarla y vuelva a ajustar si es necesario.



**PRECAUCIÓN:** Por favor, tenga extremo cuidado cuando la instale en bañeras de fibra de vidrio. **NO AJUSTE EN EXCESO** ya que la abrazadera puede quebrar la fibra de vidrio.

## instructions de montage

1. Bien laver et sécher les parois de la baignoire avant d'y fixer la barre de sécurité. Les surfaces de contact doivent être sèches, sans aucune trace de savon, pour assurer une parfaite adhésion.
2. Desserrer le bouton (A) jusqu'à ce que la barre soit assez large pour glisser jusqu'à la paroi de la baignoire.
3. Placer la barre de sécurité sur la baignoire de façon à ce que le bouton (A) soit tourné vers l'extérieur et le serrer jusqu'à ce que la barre soit bien bloquée.
4. Pour vérifier l'installation, tirer en avant, en arrière, d'un côté et de l'autre. Si la barre glisse ou bouge encore, s'assurer que la surface de la baignoire n'a aucune trace de savon et qu'elle est sèche, replacer ensuite à l'endroit désiré et bien serrer.

La barre de sécurité doit être resserrée de temps en temps. Vérifier périodiquement avant utilisation et resserrer au besoin.



**MISE EN GARDE:** Faire très attention lors d'une installation dans une baignoire en fibre de verre. **NE PAS TROP SERRER** sinon les vis de fixation pourraient fendre la paroi.

## lifetime limited warranty

Your Drive branded product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the product for the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.



© 2014 Medical Depot, Inc. All rights reserved.  
Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.  
Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

## garantie à vie limitée

Ce produit Drive est garanti exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre pour la vie du produit pour l'acheteur de consommateur original.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de quitter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu'aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.



© 2014 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.  
Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.  
Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine

# garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del producto por el comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.



© 2014 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.

Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.  
Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine

