

ri-champion® N

SPHYGMOMANOMETERS



Weight:	630 g (with batteries)
Size:	98(B) x 163(L) x 106(H) mm
Storage temperature:	-5 to +50°C
Humidity:	15 to 85% relative humidity maximum
Operation temperature:	10 to 40°C
Display:	LCD-Display (Liquid Crystal Display)
Measuring method:	Oscillometric
Pressure sensor:	Capacitive
Measuring range:	SYS/DIA: 30 to 280 mmHg Pulse: 40 to 200 per minute
Cuff pressure display range:	0-299 mmHg
Memory:	Storing the last measurements automatically (99 values)
Measuring resolution:	1 mmHg
Accuracy:	Pressure within ± 3 mmHg Pulse $\pm 5\%$ of the reading
Power source:	4 batteries size AA, 1.5V (included) Mains adaptor 6V 600mA (optional)
Cuffs available:	a. size M for arm circumference 22-32 cm b. size L for arm circumference 32-48 cm c. size S for arm circumference 13-20 cm

ri-champion® N

Fully automatic digital blood pressure monitor for precise and fast measurement. The **clinically validated device according to BHS-standard A/A** offers beside an easy handling and irregular heartbeat recognition also 99 memories, pulse tone, date and time. It operates with AA-batteries (included) or an optional mains adapter.

- Measurement of blood pressure and pulse
- Meets the high BHS-standard A/A
- Recognition of arrhythmia
- Large display
- Optical and acoustical pulse signal
- 99 memories
- Date and time
- Cuff storage
- Optional mains adapter

ri-champion® N with 4 AA-batteries
and cuff size M (adults standard)

Art. No.: 1725-145

ri-champion® N with 4 AA-batteries
and cuff size L (adults large)

Art. No.: 1725-146

ri-champion® N with 4 AA-batteries
and cuff size S (children)

Art. No.: 1725-147

Mains adaptor 6V 600mA (EU)

Art. No.: 12750

ri-champion® N

Vollautomatisches, digitales Oberarm-Blutdruckmessgerät für eine präzise und schnelle Selbstmessung. Das nach **BHS-Standard A/A klinisch validierte Gerät** bietet neben einfachster Handhabung zudem eine Erkennung von Herzrhythmusstörungen, 99 Speicherplätze, Pulssignal sowie eine Anzeige von Datum und Uhrzeit. Betrieb mit AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) oder optionalem Netzteil möglich.

<ul style="list-style-type: none">• Messen von Blutdruck und Puls• Erfüllt strengen BHS-Standard A/A• Arrhythmieerkennung• Große Messwertanzeige• Optisches und akustisches Pulssignal• 99 Speicherplätze• Datum-/Zeitanzeige• Manschettenaufbewahrung• Optionales Netzteil	ri-champion® N mit 4 AA-Batterien und Manschette Größe M (Erwachsene)	Art. Nr.: 1725-145
	ri-champion® N mit 4 AA-Batterien Manschette Größe L (starke Arme)	Art. Nr.: 1725-146
	ri-champion® N mit 4 AA-Batterien Manschette Größe S (Kinder)	Art. Nr.: 1725-147
	Netzteil 6V 600mA (EU)	Art. Nr.: 12750

ri-champion® N

Tensiomètre digital, entièrement automatique pour la prise de la tension précise et vite par soi-même. La version **validée pour les cliniques, correspondant aux standard BHS A/A**, offre une manutention facile, une détection battement de coeur irrégulier, 99 mémoires, signal de pouls, date et horaire. Fonctionnement aux piles AA (inclus) ou avec chargeur supplémentaire.

<ul style="list-style-type: none">• Mesure de la pression artérielle et poulse• Correspond au exigences standard BHS A/A• Détection d'arythmia• Grand écran• Signal de poulse optique et accoustique• 99 memoires• Date et heure• Rangement du brassard• Adaptateur courant supplémentaire	ri-champion® N avec 4 AA piles et brassard taille M (adulte standard)	No.: 1725-145
	ri-champion® N avec 4 AA piles et brassard taille L (adulte fort)	No.: 1725-146
	ri-champion® N avec 4 AA piles et brassard taille S (enfants)	No.: 1725-147
	Adaptateur courant 6V 600 mA (UE)	No.: 12750

ri-champion® N

Tensiómetro digital completamente automático para la medición de la tensión arterial de forma precisa y casi automática. El aparato **validado clínicamente de acuerdo a los estándares BHS A/A** ofrece además de un uso fácil y el reconocimiento de una frecuencia cardiaca irregular un total de 99 memorias, pulso, fecha y hora. Operado con baterías AA (incluidas) o un adaptador principal (opcional).

<ul style="list-style-type: none">• Medición de la tensión arterial y del pulso• Cubre los estándares BHS A/A• Reconocimiento de arritmia• Pantalla extragrande• Señal de pulso óptica y acústica• 99 memorias• Fecha y hora• Almacenaje para el brazalete• Adaptador a la red (opcional)	ri-champion® N con 4 baterías AA y brazalete M (adultos estandar)	No.: 1725-145
	ri-champion® N con 4 baterías AA y brazalete L (adultos brazos obesos)	No.: 1725-146
	ri-champion® N con 4 baterías AA y brazalete S (niños)	No.: 1725-147
	Adaptador a la red 6V 600mA (UE)	No.: 12750

ri-champion® N

Автоматический цифровой тонометр для точного и быстрого самостоятельного измерения артериального давления. **клинически проверенный прибор, соответствующий BHS-стандарту A/A**, помимо простого использования и распознавания аритмии, имеет функцию памяти на 99 измерений, индикацию пульса, даты и времени. Прибор работает от батареек типа AA (входят в комплект) либо от адаптера.

<ul style="list-style-type: none">• Измерение артериального давления и пульса• Соответствие высокому BHS-стандарту• Распознавание аритмии• Большой дисплей• Оптический и звуковой сигнал пульса• Память на 99 измерений• Дата и время• Место для хранения манжеты• Сетевой адаптер как дополнительная опция	ri-champion® N с 4 батарейками типа AA и манжетой M (стандартная взрослая)	№: 1725-145
	ri-champion® N с 4 батарейками типа AA и манжетой L (большая взрослая)	№ 1725-146
	ri-champion® N с 4 батарейками типа AA и манжетой S (детская)	№ 1725-147
	Сетевой адаптер 6V 600mA (EC)	№ 12750